

	PENYIMPANAN REAGEN			
	SOP	No Dokumen	: SOP/144/2020	
		No Revisi	: 01	
		Tanggal Terbit	: 10/08/2020	
Halaman		: 1/2		
UPT PUSKESMAS MANTINGAN				dr. MUH EL RIZA NIP.19750108 200604 1 003
1. Pengertian	Suatu usaha yang bertujuan menjaga kualitas dan mutu reagen sesuai dengan kaidah kaidah tertentu			
2. Tujuan	Sebagai acuan dalam tatalaksana penyimpanan reagen			
3. Kebijakan	Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Mantingan Nomor 188/89/404.102.19/2020 Tentang jenis reagensia esensial dan bahan lain yang harus tersedia.			
4. Referensi	Permenkes No 37 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat			
5. Langkah-langkah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas laboratorium menyimpan reagen sesuai prosedur penyimpanan dalam kemasan reagen 2. Petugas laboratorium menyimpan reagen dengan suhu ruang di lemari yang kering, bersih dan menghindari sinar matahari langsung 3. Petugas laboratorium menyimpan reagen dengan suhu dingin (2-8°C) atau suhu beku sesuai yang tertera pada reagen 4. Petugas laboratorium melakukan pemantauan terhadap suhu kulkas tempat penyimpanan. 			
5. Unit terkait	Petugas Laboratorium			
6. Dokumen terkait	Kartu Stok			
7. Rekaman historis perubahan	No	Yang diubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan
	1	KOP Surat	UPTD menjadi UPT	02 Januari 2020
	2	Kebijakan	Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Mantingan Nomor 188/066/404.102.19/2017 Tentang jenis reagensia esensial dan bahan lain yang harus tersedia menjadi Surat Keputusan	05 Agustus 2020

			Kepala UPT Puskesmas Mantingan Nomor 188/014.5/404.102.19/2020 Tentang jenis reagensia esensial dan bahan lain yang harus tersedia	
--	--	--	---	--